

检验报告 Certificate of Analysis

No. COA20250305055

产品名称 **Product Name**

糖化血红蛋白质控品 HbA1c Control P

N/A

批号

105-002138-00

Lot No.

052525002

Model of the Reagent

N/A

物料编码

Material Code

Package Size

 4×1 mL

生产日期

Standard basis

REF

型号

Manufacture

N/A

有效期

2026-08-26

Date 标准依据

Expiry date

产品检验规范 Specification for Product Inspection

检测项目 结果判定 接受标准 检测结果 Subjects Accept criteria Results Conclusion

1、外观性状 Appearance

包装检验

Package

分装瓶为无色透明硬质玻璃瓶,盖有橡胶瓶内 塞,外裹铝制的瓶颈固定; 盒贴、瓶贴、标签标 书完整、清晰。橡胶瓶内塞与玻璃 识、说明书应完整、清晰。橡胶瓶内塞与玻璃配 配合后无泄漏;外裹铝制的瓶颈无 合后应无泄漏; 外裹铝制的瓶颈应无明显划痕、

The bottle should be a transparent hard glass bottle with a rubber inner plug and covered with an aluminum bottle neck outside; the packet sticker, bottle sticker, label identification and instructions should identification and be complete and clear. Make sure there is no leakage after the rubber inner plug fits the glass bottle, and there is no obvious scratches or damage to the outer aluminium bottle neck.

分装瓶为无色透明硬质玻璃瓶,盖 有橡胶瓶内塞, 外裹铝制的瓶颈固 定; 盒贴、瓶贴、标签标识、说明 明显划痕、崩缺。 The bottle were a transparent hard glass bottle with a rubber inner plug and covered with an aluminum bottle neck outside; the packet sticker, bottle sticker, label instructions were complete and clear. Make sure there is no leakage after the rubber inner plug fits the glass bottle, and there is

符合/Pass

质控品应提供本批产品的参考值和参考范围。

参考值表

Reference value Provide reference values and reference ranges for this batch of products.

质控品提供本批产品的参考值和参 考范围。

Provide reference values and reference ranges for this batch of products.

no obvious scratches or

damage to the outer aluminium bottle neck.

符合/Pass

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 地址: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 邮编: 518057 电话: 0755-8188 8998 传真: 0755-26582680 Adress: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com Website: www.mindray.com





瓶内为褐红色冻干粉末状,复溶后应为褐红色液

体, 无沉淀、无悬浮物和絮状物。

颜色性状 Original:Reddish-brown powder; Apparent Reconstituted:Reddish-brown liquid properties without precipitate, suspension and

floccule

瓶内为褐红色冻干粉末状, 复溶后 应为褐红色液体, 无沉淀、无悬浮 物和絮状物。 Original:Reddis h-brown powder; Reconstitute d:Reddish-brown liquid without precipitate, suspension and floccule

符合/Pass

2、装量 Volume

每瓶质控品质量(含瓶重)均应不少于5.5g

The weight of each bottle of control (装量 Volume including boottle weight) should be

not less than 5.5g.

6.1 g

符合/Pass

符合/Pass

3、性能 Performance

> Hb: 质控品测定结果应在给定的参考范围内。 靶值范围/target range: 129(117~141)

umo1/L

Testing results of Quality control should be within target range.

HbA1c%: 质控品测定结果应在给定的参考范围

参考值及参考范围 内。 靶值范围/target range: 10.1%(9. Reference and

2%[~]11.0%)

reference range Testing results of Quality control should be within target range.

HbA1c: 质控品测定结果应在给定的参考范围

内。 靶值范围/target range: 11.2(10.0 $^{\sim}12.4) \; \mu \, \text{mol/L}$

Testing results of Quality control should be within target range.

Hb:127.01 μmo1/L

HbA1c%:10.25%

HbA1c:11.21 μmo1/L

Hb: 瓶内SD/SD within<6.40 μmol/L, 瓶

内CV%/ CV% within<5.00%

Hb:SD:0.26;CV:0.21%

瓶内均一性 Inter-vial homogeneity HbA1c%: 瓶内SD/ SD within<0.50 %, 瓶内

CV%/ CV% within<5.00%

HbA1c%: SD: 0.04%; CV: 0.39%

符合/Pass

HbA1c: 瓶内SD/ SD within<0.55 μmol/L或

瓶内CV%/ CV% within<5.00%

HbA1c:SD:0.04;CV:0.35%

HBsAg、HIV抗体、HCV抗体、梅毒螺旋体TP抗体

检测应为阴性。

生物安全性 Biosafety

HBsAg , HIV antibody, HCV antibody, and 阴性/negative

TP antibody testing results of the

control should be negative.

符合/Pass

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 地址: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 邮编: 518057 电话: 0755-8188 8998 传真: 0755-26582680 Adress: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com





to A Huang Lianforg

结论 合格/PASS **Summary**

备注 Remarks

日期:

Date

检验: 徐江明Xu **Analysis** Jiangming

2025-03-05

| Xu Jimg ming 批准 (检验工程师): 黄小凤Hua | Approved by(Quality Engineer) Xiaofeng 黄小凤Huang

2025-03-05 Date

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

深州ルビ琉主和医打电子取び自転公司 SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD. 地址: 深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路辺瑞大厦 邮編: 518057 电话: 0755-8188 8998 传真: 0755-26582680 Adress: Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China Tel: +86 755 8188 8998 Fax: +86 755 26582680 Website: www.mindray.com

